



























Mikroskopie





industrielle Endoskopie - Seite 5

	596-20-350.99	PL 3000 Lichtquelle 230V-240V, ohne Netzkabel
	596-30-051	Gewichtsplatte für alle PL Lichtquellen
	10030	LED Lichtquelle F1, 100-240V Steckernetzteil mit internationalen Aufsätzen
	633-30-003	Gewichts-Einschubmodul für F1 
	10060.1	LED Lichtquelle F3000, fernsteuerbar, 100-240V Tischnetzteil, ohne Netzkabel
	10140	LED Lichtquelle F5100, fernsteuerbar, 100-240V Tischnetzteil, ohne Netzkabel
	633-30-013	Fußschalter, L=3m, Ein/Aus - Presets - Dimmen für F3000, F5100
	593-30-224	Filterfassung mit Filter "Halogen" 3500 K für F3000, F5100
	598-30-037	Adapter für Schott Lichtleiter, Klemmschraube, Kopplung verlustfrei für PL-/F-Serie
	593-30-001	Filterfassung mit Filter blau
	593-30-002	Filterfassung mit Filter grün
	593-30-003	Filterfassung mit Filter gelb
	593-30-004	Filterfassung mit Filter rot
	593-30-005	Filterfassung mit Filter Tageslicht
	593-30-221	Filterfassung mit Filter grau
	593-37-006	Filterfassung leer
	ELN-3.001	Netzkabel EU
	ELN-3.002	Netzkabel CH
	ELN-3.003	Netzkabel USA/Can/J
	ELN-3.004	Netzkabel UK
	ELN-3.006	Netzkabel Australien
	ELN-3.009	Netzkabel Italien
Lichtleiter für PL-Serie, F1, F3000, F5100		
Schwanenhals incl. Optikelementen		
	595-20-167	SH 2-arm aktiv Ø 2x4.5mm L=550mm
	595-20-168	SH 2-arm ESD aktiv Ø 2x4.5mm L=550mm
	595-20-169	SHFLX kombi 2-arm aktiv Ø 2x4,5mm L=550mm Lflex=750mm
Flexible Lichtleiter incl. Optikelementen		
	595-20-030	LLFLX 1-arm aktiv Ø 5mm L=1000mm
	595-20-033	LLFLX 1-arm aktiv Ø 8mm L=1000mm
	595-20-055	LLFLX 2-arm aktiv Ø 2x3mm L=1000mm
	595-20-036	LLFLX 2-arm aktiv Ø 2x5mm L=1000mm
	595-20-039	LLFLX 2-arm aktiv Ø 2x8mm L=1000mm (ohne Optikelemente)



Zubehör für Lichtleiter

	595-30-075	Durchlicht für Lichtleiter
	595-20-140	Querschnittswandleraufsatz für SH Lichtleiter
	595-30-029	Gelenkstativ, 2xM6, L=200mm
	619-30-007	Basisplatte, 3xM6 Bohrung, 1xM6/M5 Adapter
	595-30-005	Halteklammer M6, für Beleuchtunglichtleiter
	595-30-006	Filter/Linsen-Halter
	595-30-008	Filter blau
	595-30-009	Filter grün
	595-30-010	Filter gelb
	595-30-011	Filter rot
	595-30-012	Filter Tageslicht
	595-30-013	Filter Polarisation
	595-30-007	Fokussierlinse 20
	598-30-038	Adapter für CDS Stative
	598-30-039	Adapter TI Serie


Befestigungsadapter für Kombilichtleiter an Mikroskopstativen

	619-20-048	Adapter für Kombi Lichtleiter und LED Hi Power Spots 2-arm an Stative C-PS, C-DS und SZ2-ST
	619-20-049	Adapter für Kombi Lichtleiter und LED Hi Power Spots 2-arm an Stative mit Rundsäule Ø 35/32/30/25mm
	598-30-024	Adapter für SMZ 1500
	619-20-050	Adapter für Kombi Lichtleiter und LED Hi Power Spots 2-arm an S Stativ

Faseroptische Ringlichter - Innendurchmesser 66mm

	595-20-005	RL 66mm Spalt aktiv Ø 9mm L=750mm, Fokussierlinse
	595-20-006	RL 66mm Spalt aktiv Ø 9mm L=1000mm, Fokussierlinse


Zubehör für Ringlichter RL 66mm

	595-20-166	Polarisationsfilterset für Faser RL 66mm und 66/40 LED Ringlicht
---	------------	--

LED Systeme

HPRL High Power Ringlicht Innendurchmesser 66mm

Steuereinheit integriert, incl. int. Steckernetzteil 100-240V



10102

LED-Set HPRL: High Power Ringlicht 66/8, Arbeitsabstand 45-130mm, 80-300mm konfigurierbare Steuereinheit mit Segmentsteuerung im Ringlicht integriert



10103

Polarisationsfilterset, (Analysator und Polarisator) für HPRL



10104

Diffusor für HPRL

80 LED Ringlichter, 66mm

Sets incl. Steuereinheit und int. Steckernetzteil 100-240V



10099

LED-Set SEGMENT-Ringlicht 66/80, Arbeitsabstand 35-120mm, L=900mm



10100

LED-Set SEGMENT-Ringlicht 66/80, Arbeitsabstand 120-300mm, L=1900mm



619-20-060

LED Ringlicht 66/80, Arbeitsabstand 35-120mm, L=900mm



619-20-061

LED Ringlicht 66/80, Arbeitsabstand 120-300mm, L=1900mm



619-20-022

Polarisationsfilterset, Analysator und Polarisator 66/80



619-20-044

Diffusor zu Ringlicht 66/80

40 LED Ringlichter Innendurchmesser 66mm

Sets incl. Steuereinheit und int. Steckernetzteil 100-240V



10001

LED-Set Ringlicht 66/40 (L=1000mm) Arbeitsabstand 55-120mm



10049

LED-Set SEGMENT-Ringlicht 66/40 (L=1000mm) Arbeitsabstand 55-120mm



619-20-002

LED Ringlicht 66/40 (L=1000mm) Arbeitsabstand 55-120mm



595-20-166

Polarisationsfilterset für Faser RL 66mm und 66/40 LED Ringlicht



619-20-040

Diffusor zu Ringlicht 66/40




619-70-003

Verlängerungskabel 40 LED und 20 LED Ringlichter, L = 0,5m, Mini DIN Stecker

20 LED Ringlichter Innendurchmesser 38mm

Sets incl. Steuereinheit und int. Steckernetzteil 100-240V



10009

LED-Set Ringlicht 38/20 (L=1000mm) Arbeitsabstand 50-100mm



619-20-006

LED Ringlicht 38/20 (L=1000mm) Arbeitsabstand 50-100mm

Befestigungsadapter für 66mm Ringlicher



595-32-258	Adapter 66/58 für RL 66mm an Objektiv Ø 58mm
598-32-043	Adapter 66/60 für RL 66mm an Objektiv Ø 60mm
598-32-127	Adapter 66/62 für RL 66mm an Objektiv Ø 62mm
598-30-017	Adapter 66/50 für RL 66mm an Objektiv Ø 50mm
619-30-059	Adapter 66/80 für RL 66mm an Objektiv Ø 80mm
598-32-049	Adapter O für RL 66mm an Gewinde M48 x 0,75
598-32-050	Adapter N für RL 66mm an Gewinde M55 x 0,75
598-30-022	Universal Adapter für RL 66mm an Objektive von Ø 38-58mm

Universal LED Durchlicht

Sets incl. Steuereinheit und int. Steckernetzteil 100-240V



10056 LED-Set Universaldurchlicht



619-20-052 LED Universaldurchlicht



619-30-051 Glasplatte 6mm, 350x250mm mit Füßen h=40mm für Petri Schalen



LED Hi Power Spots

Sets incl. Steuereinheit und int. Steckernetzteil 100-240V



10035 LED-Set 1 Hi Power Spot



10037 LED-Set 2 Hi Power Spots



10044 LED-Set 2 Hi Power Spots inkl. 2 Spothalter 300mm und 2 Basisplatten



10068 LED-Set zweifach Flexarm Hi Power Spot, Montageadapter erforderlich



10063 LED-Set zweifach Flexarm Hi Power Spot 4000 K, Montageadapter erforderlich



10046 Kombi Controller für 2xHi Power Spot und 1xLED40 Ringlicht oder Durchlicht inkl. Netzteil und M6 Befestigungsschraube



619-20-037 LED Hi Power Spot



619-20-053 LED Hi Power Spot 4000 K



619-20-057 Zweifach Flexarm Hi Power Spot, Montageadapter erforderlich



619-20-055 Zweifach Flexarm Hi Power Spot, 4000 K, Montageadapter erforderlich

Befestigungsadapter zur Montage an Mikroskopstativen



619-20-048 Adapter für Kombi Lichtleiter und LED Hi Power Spots 2-arm an Stative C-PS, C-DS und SZ2-ST




619-20-049 Adapter für Kombi Lichtleiter und LED Hi Power Spots 2-arm an Stative mit Rundsäule Ø 35/32/30/25mm



598-30-024 Adapter für SMZ 1500



619-20-050 Adapter für Kombi Lichtleiter und LED Hi Power Spots 2-arm an S Stativ



619-30-041	Spothalter M5 für Hi Power Spot, L=85mm
619-30-042	Spothalter M5 für Hi Power Spot, L=200mm
619-30-043	Spothalter M5 für Hi Power Spot, L=300mm
619-30-007	Basisplatte, 3xM6 Bohrung, 1xM6/M5 Adapter
OPP-00007	Polarisator für Hi Power Spot

Zubehör für Hi Power Spot

industrielle Endoskopie










10030	LED Lichtquelle F1, 100-240V Steckernetzteil mit internationalen Aufsätzen
10060.1	LED Lichtquelle F3000, fernsteuerbar, 100-240V Tischnetzteil, ohne Netzkabel
10150	LED Lichtquelle F5100 Endo, fernsteuerbar, 100-240V Tischnetzteil, ohne Netzkabel
595-20-173	LLFLX-HP 1-arm Silikon, aktiv Ø 5mm L=1000mm
595-20-171	LLFLX-HP 2-arm Silikon, aktiv Ø 2x3,5mm L=1000mm
633-30-102	Adapter F5100 Endo, IT (IT-Concepts)
633-30-103	Adapter F5100 Endo, ACMI
633-30-104	Adapter F5100 Endo, SZ (Storz)
633-30-105	Adapter F5100 Endo, ST (Schott)
633-30-107	Adapter F5100 Endo, ST 9mm (Schott)
633-30-108	Adapter F5100 Endo, O (Olympus)



Ersatzteile

Ersatzteile PL Serie

	EOGH-EKZ EOGH-64637 EOGH-EKE	Lampe 30W für PL 1000 Lampe 100W für PL 2000 Lampe 150W für PL 3000
	ELN-3.001 ELN-3.002 ELN-3.003 ELN-3.004 ELN-3.006 ELN-3.009	Netzkabel EU Netzkabel CH Netzkabel USA/Can/J Netzkabel UK Netzkabel Australien Netzkabel Italien
	EOG-FH.006	Lampensockel für PL 1000, PL 2000 and PL 3000
	598-32-013 595-32-007	Klemmschraube für Ringlicht Klemmschraube für Filter-/Linsenhalter
	595-52-001 595-52-002	Optikelement für Faserbündel aktiv Ø 3mm akt.(10 Stk) Optikelement für Faserbündel aktiv Ø 4,5mm (10 Stk)
Ersatzteile LED Beleuchtung		
	ENSS-24.003 ENSS-06.002 ENSS-65.001.A	Steckernetzteil 100-240V für LED40 / LED80 / FLRL / KombiCon / F1 Steckernetzteil 100-240V für Hi Power Spot Steckernetzteil 100-240V für F3000, 2-pol Stecker, nur Geräte vor 2012 (ohne Netzkabel)
	ENSS-65.002	Desktop Netzteil 100-240V für F3000, F3000 CRI, 4-pol Stecker (ohne Netzkabel)
	ENSS-120.002	Desktop Netzteil 100-240V für F5100 / F5100 Endo 3-Pol Stecker (ohne Netzkabel)
	619-30-001.99 619-30-020.99 619-30-024.99	Standard Steuereinheit LED Ringlicht System SEGMENT-Steuereinheit LED Ringlicht System Steuereinheit für 2x Hi Power Spot
	619-30-025.99	Kombi Controller für 2xHi Power Spot und 1xLED40 Ringlicht oder Durchlicht inkl. M6 Befestigungsschraube